

Utilisation du chariot de bionettoyage



Avant utilisation : Organisation du chariot de bionettoyage

- Vérifier la présence d'un **sac poubelle (1)**.
- **Le linge propre** (gazes, lavettes, franges, chiffons, serpillières, consommables (papier toilette, essuie-tout....) est placé sur **l'étagère du milieu (2)**.
- ⚠ **Avoir suffisamment de linge car changer le linge pour chaque chambre.**
- **Le petit matériel** (grattoir, seau pour linge sale ...) et éventuellement les produits sont placés **sur le châssis (3)**.
- Accrocher les balais et perche télescopique aux **attaches (4)**. Utiliser des balais et franges spécifiques (**aimants ou scratch**)
- **Remplir** les petits seaux :
 - **bleu** : eau + **détergent** pour du **lavage**
 - **vert** : eau pour le **rinçage**
 - **jaune** : eau + **détergent-désinfectant** pour du **bionettoyage en 1 temps**
ou eau + **désinfectant** pour **désinfection**
 - **rouge** : eau + **détergent-désinfectant** pour le **bionettoyage des WC**
- remplir les grands seaux :
 - **bleu** : eau + **détergent-désinfectant** pour le **bionettoyage en 1 temps des sols (5)**
 - **rouge** : eau + **désinfectant** pour **décontaminer le linge sale (6)**

Pendant utilisation.

- **Vider** les poubelles, mettre les salissures non adhérentes dans le sac poubelle.
- Utiliser les **lavettes** et les **seaux de couleur** en fonction du travail à effectuer : laver, rincer, bionettoyage en 1, 2, 3, 4 temps et bionettoyage des WC
- **Les franges** sont posées **sur la grille** du grand seau bleu, les **tremper** dans la solution de détergent-désinfectant, remonter la grille et **les laisser s'égoutter**.
- **Le linge utilisé est spécifique à une chambre**. Changer de linge à chaque chambre **pour éviter la transmission des micro-organismes**
- Au fur et à mesure de l'utilisation du linge, le mettre dans **le grand seau rouge** contenant une solution désinfectante pour le décontaminer.

Après utilisation.

- Vider le sac poubelle s'il est plein. S'il est sale le changer. .
- Enlever le matériel et les seaux. Laver-désinfecter le chariot.
- Essorer le linge décontaminé puis le mettre à laver.
- Vider les seaux puis les laver-désinfecter (terminer par le grand seau rouge)
- Remettre les seaux.
- Ranger le chariot d'entretien

Remarque : l'entretien du chariot de désinfection se fait : avec des gants, une **lavette jaune**, **de haut en bas, du plus propre au plus sale.**

NOM :

Prénom :

Date:

